

K-Files

(MMC) up to N°10



G1

N°12 3%
L 21 - 25 - 29 mm



et/ou
and/or
und/oder

G2

N°17 3%
L 21 - 25 - 29 mm



Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min - Couple maxi : 1.2 N.cm

Rotation speed: 250 - 400 rpm -

Maxi torque: 1.2 N.cm

Motorgeschwindigkeit: 250 - 400 U/min - Max. Drehmoment: 1.2 N.cm

À titre indicatif uniquement For indication only
Gilt nur für Anzeige

 **MICRO-MEGA®**

5-12, rue du Tunnel - 25006 Besançon Cedex - France

Tél. : +33 (0)3 81 54 42 42 - Fax : +33 (0)3 81 54 42 39

mmb@micro-mega.com - www.micro-mega.com



5 10 15 20 25 30 mm



Limes NiTi de cathétérisme en rotation continue

Dynamique opératoire : mouvement de descente lent en un passage et sans pression.

→ En cas de résistance trop élevée, retirer la lime du canal et recommencer.

- Ensuite, utiliser votre système de mise en forme canalaire (One Shape® ou Revo-S™ par exemple).

NiTi files for glide path development in continuous rotation

Operative dynamics: Slow and unique downward movement in a free progression and without pressure.

→ *In case of too much resistance, withdraw the file from the canal and restart the movement.*

- *Then use your system for root canal cleaning and shaping (e.g. One Shape® or Revo-S™).*

NiTi-Instrumente zur Sondierung und Schaffung eines Gleitpfades bei kontinuierlicher Rotationsbewegung

Arbeitsbewegung: Langsame und gleichmäßige Abwärtsbewegung in den Wurzelkanal ohne Druckausübung.

→ Bei zu großem Widerstand die Feile aus dem Kanal entfernen und die Arbeitsbewegung wiederholen.

- Verwenden Ihres Wurzelkanalbehandlungssystem (z.B. One Shape® oder Revo-S™).

Your Endo Specialist™

CE 0459

Année apposition marquage
CE : 2011
Year of CE-marking: 2011
CE-Kennzeichnung: 2011

Classics
& InGeT®

